



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Rechteckdosen 70 x 15 x 16 mm, 10 Stck./Pack

13,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rechteckige Dosen aus glasklarem Polystyrol mit dicht schließendem Deckel.
Zur Probenaufbewahrung.
Temperaturbeständig: -40°C bis +70°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1524
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072057268
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	17 ml
steril	Nein
Breite	70 mm
Breite/innen	67 mm
Form	rechteckig
Höhe	16 mm
Höhe innen	14.0 mm
Länge	15 mm
Tiefe	15 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	variable Anwendungen
Dosen und Büchsen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
Länge innen	12 mm
TBST MAX	70 °C
TBST MIN	-40 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen (anhängend)
Material Verschluss/ Deckel	Polystyrol (PS)

