



neoLab® Abfallbox Kunststoff, 50 l

Artikelbilder



Beschreibung

Abfallbehälter mit 50 l Fassungsvermögen.
Aus schlagfestem Kunststoff, freistehend oder für die Wandmontage geeignet.
Große Einwurföffnung.
Gewicht: 3,9 kg

Zubehör: Abfallsäcke (Best.-Nr. 2-1445)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-1440
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072056704
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Volumen	50 l
Breite	289 mm
Höhe	629 mm
Länge	398 mm
Tiefe	398 mm
geeignet für	variable Anwendungen
Gewicht	3.9 kg

