



neolab® Kanülen-Abfallbox 2000 ml

Artikelbilder



Beschreibung

Sichere, hermetisch abgeschlossene Abfallboxen für gebrauchte, kontaminierte Kanülen.
Die universalen Abzieh-/Abdrehvorrichtungen eignen sich für alle gängigen Kanülentypen und Insulin-Spritzen.
Auch geeignet für Luer-Lock Spritzen und Skalpelle.
Einwurföffnung Ø 50 mm.

Durch den patentierten Zungenkranz lässt sich die Box leicht, sicher und flüssigkeitsdicht verschließen.
Die Füllhöhe ist deutlich sichtbar.
Zum umweltfreundlichen Verbrennen oder zum Autoklavieren geeignet.
Alle Boxen entsprechen den Anforderungen der TRBA/BGR 250.
TÜV/GS-geprüft.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-1543
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072032975
Durchmesser	112 mm
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2000 ml
Höhe	202 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Druckverschluss
geeignet für	Spritzen
Eimer und Fässer Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel
DM oben	140 mm
DM unten	107 mm

