




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn 10 l Case of 6 83B

98,60 € Ab
79,33 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 2.5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Runde Ballonflaschen mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Typ: Ballonflasche mit Hahn Zur Verwendung mit (Anwendung): Zum Sammeln und dispensieren von destilliertem Wasser, Säuren und Reagenzien Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 389 mm Enthält: Integrierte Schultergriffe, eingegossener Hahn Anzahl pro Karton: 6 Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Farbe: Weiß (lichtundurchlässig) Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0565
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723182
EAN	4058072174521
Bruttogewicht	12.4
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Volumen	10000 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.18200000 ccm
Zolltarifnummer	39233090

