



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn 25 l Each 83B

**140,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

Nalgene™ runde LDPE-Ballonflaschen mit Hahn Mit den runden Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Ballonflaschen mit Hahn können Sie destilliertes Wasser, Säuren und Reagenzien sammeln und dispensieren. Kapazität (angloamerikanisch): 6.5 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen, Dichtung aus thermoplastischem Elastomer Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Runde Ballonflaschen mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 64 mm Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Collect and dispense distilled water, acids and reagents Graduierungen: Permanente Graduierung in 5-Liter- bzw. 1-Gallonen-Schritten Höhe (metrisch) mit Verschluss: 594 mm Enthält: Integral shoulder handles, Molded-in spigot boss Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Farbe: Weiß (lichtundurchlässig) Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0567
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723184
EAN	4066292469365
Bruttogewicht	2.9
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Volumen	25 Liter
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.05600000 ccm
Zolltarifnummer	39233090

