



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene Autoklavierbare Ballonflaschen

100,40 € Ab
81,17 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Nalgene™ Polypropylen, Ballonflasche Die Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für große Mengen von Nährmedien, für die Impfstoffherstellung sowie die Aufbewahrung großer Mengen von Medien und Chemikalien. Kapazität (angloamerikanisch): 2.6 gal. Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussgröße: 83 B Beschreibung: Polypropylen-Ballonflasche mit Griff Außendurchmesser (metrisch): 250 mm Kapazität (metrisch): 10 l Typ: Carboy with Handle Zur Verwendung mit (Anwendung): For use with large batches of culture media, vaccine product production, bulk media and chemical storage Höhe (metrisch) mit Verschluss: 389 mm Enthält: Handles Anzahl pro Packung: 1 Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 3 gal. Volumen bis Rand (metrisch): 12 l Autoklavierbar: Ja Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0549
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228722501
EAN	4058072177645
Bruttogewicht	11.25
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	10000 ml
Ursprungsland	USA
Verpackungsvolumen	0.18300000 ccm
Zolltarifnummer	39233090

