



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## neolab® Sterilisierereimer mit Deckel, Edelstahl, Außenmaße 290 x 240 mm (ø x H)

**765,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images

---

## Beschreibung

---

Die hochwertigen Sterilisierereimer mit Deckel aus rostfreiem Edelstahl sind robust, praktisch und bestens geeignet für alle Autoklavievorgänge im Labor.

- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- mit eingesetztem Boden
- 18/10 rostfreier Stahl
- Seidenglanz gebürstet
- Lochung mit Deckel zu verschließen
- Eimergriff aus Flachstahl
- Flüssigkeitsdicht

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	9-1202
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072991272
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	290 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Form	zylindrisch
Höhe	240 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Steckverschluss (innenliegend)
TBST MAX	300 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl

