




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Sterilisierereimer mit Deckel, Edelstahl,
Außenmaße 490 x 340 mm (ø x H)**

**803,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Die hochwertigen Sterilisierereimer mit Deckel aus rostfreiem Edelstahl sind robust, praktisch und bestens geeignet für alle Autoklavievorgänge im Labor.

- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- mit eingesetztem Boden
- 18/10 rostfreier Stahl
- Seidenglanz gebürstet
- Lochung mit Deckel zu verschließen
- Eimergriff aus Flachstahl
- Flüssigkeitsdicht

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	9-1204
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072991296
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Durchmesser	490 mm
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Form	zylindrisch
Höhe	340 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Steckverschluss (innenliegend)
TBST MAX	300 °C
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Verschluss/ Deckel	Edelstahl

