




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Kanister mit Quetschhahn und Schlauch, 20 Liter

173,60 € Ab

119,75 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Hochwertige PE-Vierkantbehälter, an der Vorderseite Graduierung 1/1 l.

Weite Öffnung zum leichten Füllen und Reinigen des Behälters.

Mit geformtem Schlauchstutzen, auf den ein 35 cm langer Silikon-Schlauch mit Quetschhahn aus Edelstahl aufgesteckt ist. Man kann deshalb ganz bequem und tropfenfrei Flüssigkeit entnehmen.

Nach Entnahme Quetschhahn in die vorhandene Öse einhängen.

Garantiert weichmacherfrei.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0561
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
alte neoLab ArtikelNr.	2-2133
EAN	4058072160050
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	281 mm
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	20 l
Höhe	528 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Typ Hahn / Ventil	Quetschhahn
Wandstärke	normal

