



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Behälter mit eingeschweißtem Hahn, weiß, 5 l

80,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kanister mit fest eingeschweißtem, auf Dichtigkeit geprüfem Hahn.

Der Auslauf ist so angebracht, dass die Behälter auf jeder ebenen Fläche aufgestellt oder auch gestapelt werden können.

Material: Polyethylen, beständig gegen viele Substanzen

Farbe: weiß durchscheinend

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1073
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072012090
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	5 l
Breite	160 mm
Höhe	240 mm
Länge	190 mm
Tiefe	190 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Eimer und Fässer Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Typ Hahn / Ventil	Ablashahn

