



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Behälter mit eingeschweißtem Hahn, weiß, 10 l

**95,20 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kanister mit fest eingeschweißtem, auf Dichtigkeit geprüfem Hahn.

Der Auslauf ist so angebracht, dass die Behälter auf jeder ebenen Fläche aufgestellt oder auch gestapelt werden können.

Material: Polyethylen, beständig gegen viele Substanzen

Farbe: weiß durchscheinend

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	3-1075
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072012113
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Low-Density-Polyethylen (LDPE)
Volumen	10 l
Breite	190 mm
Höhe	360 mm
Länge	190 mm
Tiefe	190 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Eimer und Fässer Eigenschaften	mit besonderer chemikalischer Beständigkeit
Typ Hahn / Ventil	Ablashahn

