











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



neoLab® Kanister (PE), 2,5 I, GL 45

4,77 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Kanister aus PE mit Griff und Schraubverschluss.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	E-1685
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066505
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	2.5 l
Breite	97 mm
Höhe	220 mm
Länge	168 mm
Tiefe	168 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Lieferumfang	Kanister mit Griff, Schraubverschluss

