



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kanister (PE), 5,0 l, Gewinde 51

6,91 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kanister aus PE mit Griff und Schraubverschluss.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1687
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066529
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	5 l
Breite	168 mm
Höhe	228 mm
Länge	228 mm
Tiefe	228 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Lieferumfang	Kanister mit Griff, Schraubverschluss

