



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Kanister (PE), 10 l, Gewinde 51

11,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kanister aus PE mit Griff und Schraubverschluss.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1688
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072066536
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	10 l
Breite	200 mm
Höhe	325 mm
Länge	325 mm
Tiefe	325 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
geeignet für	Flüssigkeiten
Lieferumfang	Kanister mit Griff, Schraubverschluss

