



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn 20 l Case of 4 100 mm

178,80 € Ab

144,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Nalgene™ rechteckige HDPE-Ballonflasche mit Hahn, 20 l Kapazität (metrisch): 9 l Kapazität (angloamerikanisch): 5.3 gal. Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussgröße: 100 mm Beschreibung: Rechteckige Ballonflasche mit Hahn Innendurchmesser (metrisch) Hals: 86 mm Typ: Carboy with Spigot Zur Verwendung mit (Anwendung): Store and dispense media, solutions and sterile water Höhe (metrisch) mit Verschluss: 399 mm Enthält: Molded-in spigot boss Anzahl pro Karton: 4 Anzahl pro Packung: 1 Autoklavierbar: Not Autoclavable Farbe: White (Opaque) Unit Size: Case of 4

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0573
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228723202
EAN	4066292469419
Bruttogewicht	9.7
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Volumen	20 Liter
Ursprungsland	USA
steril	Nein
Verpackungsvolumen	0.14200000 ccm
Zolltarifnummer	39233090

