



Bürkle Mini-Sampler

Artikelbilder



Beschreibung

Mini-Sampler-Koffer, komplett

Mini-Sampler aus PE, für allgemeine Probennahmen.

Die Probenflüssigkeit kommt nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt.
Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden.

Flaschen mit dicht schließender Verschlusskappe mit Originalitäts-Sicherheitsring.
Der Einweg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden.

Probenahme-Set, bestehend aus:

10 PE-Flaschen 100 ml,
10 Meter PE-Schlauch,
1 Schlauchabschneider,
1 Edelstahl-Schlauchgewicht,
24 Proben-Etiketten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	KL-0640
Hersteller (Marke)	Bürkle
alte neoLab ArtikelNr.	7-8525
EAN	4058072265625
Anzahl Teile im Set	38
Ersatzteil	KL-1974 KL-1975 KL-1976 KL-1713
Lieferumfang	Koffer, 10 PE-Flaschen 100 ml, 10 Meter PE-Schlauch, 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht, 24 Proben-Etiketten

