



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Weithalskanne Aluminium, 6250 ml, 126 mm Hals-Ø

61,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aluminium-Transportkannen aus 99,5 % Al, nach EN 573.
Geeignet für Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und vieles mehr.
Aluminiumdeckel mit Spannring aus rostfreiem Edelstahl.
Deckel mit eingelegter Gummidichtung.
Außen und innen matt gebeizt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3019
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038496
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Volumen	6250 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	silber
Höhe	280 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Spannringverschluss
Kannen Eigenschaften	mit besonderer Temperaturwechselbeständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Halsweite	weit
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	170 mm
DM Hals	126 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Flasche	Aluminium
Material Verschluss/ Deckel	Aluminium

