



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Weithalskanne Aluminium, 12,5 l, 218 mm Hals-Ø

91,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aluminium-Transportkannen aus 99,5 % Al, nach EN 573.
Geeignet für Flüssigkeiten, Pasten, Pulver, Granulate und vieles mehr.
Aluminiumdeckel mit Spannring aus rostfreiem Edelstahl.
Deckel mit eingelegter Gummidichtung.
Außen und innen matt gebeizt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-3020
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072038502
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Aluminium
Volumen	12500 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	silber
Höhe	375 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Spannringverschluss
Kannen Eigenschaften	mit besonderer Temperaturwechselbeständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Halsweite	weit
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	220 mm
DM Hals	218 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	silber
Material Flasche	Aluminium
Material Verschluss/ Deckel	Aluminium

