



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



tec-lab 38K Großraumgefrierbehälter "auf Rollen montiert mit rundem Innen- und

**35.476,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

38K Großraumgefrierbehälter "auf Rollen montiert mit rundem Innen- und Außenbehälter aus Edelstahl N2-Kapazität: 590 l Verdampfungsrate: 8 l/24h"

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TL-0005
Hersteller (Marke)	tec-lab
VGKL Nummer	101673038
EAN	4066292347601
Transporttemperatur	Raumtemperatur

