



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



CellCamper® Kryo-Rack mit Farbumschlag für 24 Kryo-Röhrchen

Sonderangebot

89,00 €

Normalpreis

118,80 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

CellCamper Kühlracks mit Farbumschlag für die Probenaufbewahrung und – kühlung auf der Laborbench. Diese Racks halten bei Raumtemperatur die Temperatur von 4°C für ca. 3,5 Stunden (bei aufgelegtem Deckel). Beim Erwärmen verändern die deutlich die Farbe von grün nach blau.

Autoklavierbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3732
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072156237
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	Weiß Gelb
Material	Polypropylen (PP)
Breite	100 mm
Form	rechteckig
Höhe	75 mm
Länge	150 mm
Temperaturhaltezeit	4°C für 3.5 Stunden
Tiefe	150 mm
Kryobehälter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend für verschiedene Gefäßtypen/Volumina alphanumerisch codiert
für Gefäße mit Volumen bis	0.5 ml 1.5 ml 2 ml
geeignet für Kühlung in	Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 6
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

