



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Cooler Box IsoFreeze für 0°C, weiß

165,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zur temperatursicheren Aufbewahrung von PCR-Reagenzien, Zellen, Enzymen oder anderen temperatur-sensiblen Materialien.

Für 20 Reaktionsgefäße 1,5/ 2,0 ml oder
für 20 Reaktionsgefäße 0,5 ml (bei umgedrehtem Einsatz).
Kühlfüllung aus nicht toxischem Gel.

Zwei Modelle für unterschiedliche Temperaturbereiche:

Best.-Nr. 2-9565

weiß, für Temperaturen um 0°C,
hält diese etwa 5 Stunden

Material: Polycarbonat

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-9565
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072011178
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	Weiß
Material	Polycarbonat (PC)
Breite	172 mm
Form	rechteckig
Höhe	104 mm
Länge	108 mm
Temperaturhaltezeit	0 °C für 5 Stunden
Tiefe	108 mm
Kältemedium	Kältemittel (geschlossenes System)
Kryobehälter Eigenschaften	mit integriertem Kältemittel mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz isolierend für verschiedene Gefäßtypen/Volumina
für Gefäße mit Volumen bis	1.5 ml 2 ml 0.5 ml
geeignet für Kühlung in	Gefrierschrank/ -truhe
Plätze (BxL)	4 x 5
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm 5.5 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	PCR-Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße

