



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Einfrierbox Cryo-Safe™ -1°, 120 mm Ø, 86 mm hoch

Sonderangebot

102,34 €

Normalpreis

123,30 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Handlicher Behälter aus PC für langsames, kontrolliertes Abkühlen von 18 Kryoröhrchen mit 1,0/ 1,2/ 1,5 oder 2,0 ml Inhalt.

Die Abkühlrate von ca. $-1^{\circ}\text{C min}^{-1}$ sorgt für eine optimale Zellausbeute.

Mit blauem HDPE-Schraubverschluss und weißem Einsatz aus PE. Der Einsatz verhindert einen direkten Kontakt der Röhrchen mit dem Alkohol zur Vermeidung von Kontaminationen und zum Schutz von Beschriftungen und Etiketten. Eine Schaumstoffeinlage umgibt den Einsatz. Auch bekannt als "Mr. Frosty".

Die Handhabung ist denkbar einfach: Sie benötigen nur 250 ml 100 % Isopropanol-Alkohol und ein Tiefkühlgerät bis -70°C .

Eine genaue Anleitung ist auf den Behälter gedruckt.

Es wird empfohlen, die Behälter mit Alkohol gefüllt bei Raumtemperatur aufzubewahren.

Durchmesser Deckel: 124 mm

Durchmesser Gefäß: 112 mm

Höhe: 72 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3701
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072001438
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Durchmesser	112 mm
Farbe	weiß blau
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Form	rund
Höhe	72 mm
Kältemedium	Kältemischung
Kryobehälter Eigenschaften	mit definierter Abkühlrate mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz isolierend für verschiedene Gefäßtypen/Volumina befüllbar
Kapazität	18
für Gefäße mit DM bis	12.5 mm
für Gefäße mit Volumen bis	1 ml 1.2 ml 1.5 ml 2 ml
für Typ (Mikro-)Gefäß	Kryoröhrchen

