



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Eppendorf Cooler, PCR-Cooler 0,2ml Starter Set (1x pink, 1x blue)

Sonderangebot

95,58 €

Normalpreis

118,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Machen Sie Schluss mit instabilen Racks und Eisbehältern auf Ihrem Tisch. PCR-Racks eignen sich hervorragend für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Proben, während der PCR-Cooler ganz ohne Eis optimal für die Kühlung Ihrer Proben während des PCR-Ansatzes sorgt. Geeignet für 0,2-mL- und 0,5-mL-PCR-Gefäße sowie 96-Well-PCR-Platten.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0982
Hersteller (Marke)	Eppendorf
EAN	4058072174699
Transporttemperatur	Raumtemperatur

