



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tisch-Gefrierbox -10 bis -50°C

4.469,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kleine Tischgeräte mit geräuscharmem Kälteaggregat für den Arbeitsplatz im Labor.

- Innenraum frei von Einbauten, gut zu reinigen
- Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl (4016, 4301)
- geeignet zum Aufstellen an der Wand
- optisches und akustisches Signal bei Abweichung von der Solltemperatur
- SollwertEinstellung
- Akku für ca. 60 Std. Ausfallanzeige
- Temperaturschreiber-Ausgang 10 mV/k

Technische Daten

Nutzhalt: 35 Liter

Außenmaße:

580 x 765 x 540 mm (B x T x H)

Innenmaße:

425 x 300 x 280 mm (B x T x H)

Gewicht: 81 kg

Umgebungstemp.: +12°C bis +30°C

Anschluss: 230V/50Hz

Best.-Nr. 7-4560

Temp.-Bereich: -10°C bis -50°C

Zusätzliche Informationen

| | |
|-------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 7-4560 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072040628 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | silber |
| Material | Edelstahl |
| Temp MAX | -10 °C |
| Temp MIN | -50 °C |
| Volumen | 35 l |
| Breite | 765 mm |
| Breite/innen | 300 mm |
| Höhe | 540 mm |
| Höhe innen | 280.0 mm |
| Länge | 580 mm |
| Tiefe | 580 mm |
| Energieversorgung | Stromnetz Akku |
| Funktionsweise | elektronisch |
| Gewicht | 81 kg |
| Länge innen | 425 mm |
| Spannung | 220 V |
| für Umgebungstemperatur | 12 bis 30 °C |

