



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Tisch-Gefrierbox -50 bis -85°C

5.776,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kleine Tischgeräte mit geräuscharmem Kälteaggregat für den Arbeitsplatz im Labor.

- Innenraum frei von Einbauten, gut zu reinigen
- Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl (4016, 4301)
- geeignet zum Aufstellen an der Wand
- optisches und akustisches Signal bei Abweichung von der Solltemperatur
- SollwertEinstellung
- Akku für ca. 60 Std. Ausfallanzeige
- Temperaturschreiber-Ausgang 10 mV/k

Technische Daten

Nutzhalt: 35 Liter

Außenmaße:

580 x 765 x 540 mm (B x T x H)

Innenmaße:

425 x 300 x 280 mm (B x T x H)

Gewicht: 81 kg

Umgebungstemp.: +12°C bis +30°C

Anschluss: 230V/50Hz

Best.-Nr. 7-4562

Temp.-Bereich: -50°C bis -85°C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4562
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072040635
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	silber
Material	Edelstahl
Temp MAX	-50 °C
Temp MIN	-85 °C
Volumen	35 l
Breite	765 mm
Breite/innen	300 mm
Höhe	540 mm
Höhe innen	280.0 mm
Länge	580 mm
Tiefe	580 mm
Gewicht	81 kg
Länge innen	425 mm
Spannung	220 V
für Umgebungstemperatur	12 bis 30 °C
Energieversorgung	Stromnetz Akku
Funktionsweise	elektronisch

