



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



CellCamper® Midi Kühlbox inklusive Alublock für 30x1,5 ml Reaktionsgefäße und Kühleinheit Frozen (-20°-0°C)

Sonderangebot

439,00 €

Normalpreis

579,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der CellCamper® Midi ist eine Kühlbox zum sicheren Transport von Zellen ohne die Verwendung von Eis oder anderen Energiequellen. Durch spezielle Kühleinheiten die unterschiedliche Temperaturbereiche (0 bis +4°C / -20 bis 0°C / -22 bis -18°C) abdecken, können die Temperaturen zwischen 5 und 14 Stunden gehalten werden. Alternativ zu den Kühleinheiten ist auch eine Verwendung mit Trockeneis möglich. Der mitgelieferte Alublock bietet Platz für 30 Reaktionsgefäße mit 1.5 / 2.0 ml Volumen und besitzt eine Temperaturskala zur Kontrolle. Die Konstruktion des CellCamper® Midi verhindert ein Umfallen der zu transportierenden Zellen und sorgt für einen sichereren und kontrollierteren Transport, als bisherige Lösungen. Im Falle einer Verschmutzung oder Kontamination kann der CellCamper® Midi leicht mit Alkohol gereinigt werden.

Lieferumfang:

- CellCamper® Midi
- Alublock mit Temperaturskala für 30 x 1.5 / 2.0 ml
- Kühleinheit Frozen (2-3717) -20 bis 0°C bis zu 12 Stunden

Weitere Kühleinheiten und Alublöcke sind als Zubehör erhältlich.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3714
Hersteller (Marke)	CellCamper
EAN	4058072090029
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrün
Material	Polyurethan (PU)
Breite	210 mm
Form	rechteckig
Höhe	205 mm
Länge	138 mm
Temperaturhaltezeit	-20 bis 0 °C für 14 Stunden
Tiefe	138 mm
Kältemedium	Eis Trockeneis
Kryobehälter Eigenschaften	mit integriertem Kältemittel mit herausnehmbaren Rastereinsatz mit definierter Abkühlrate mit Verschluss/Deckel mit Rastereinsatz isolierend für verschiedene Gefäßtypen/Volumina befüllbar
für Gefäße mit Volumen bis	2 ml
geeignet für Kühlung in	Ultratiefkühlschrank/ Deep Freezer Kühlschrank Gefrierschrank/ -truhe
für Gefäße mit DM bis	11.0 mm
für Typ (Mikro-)Gefäß	Reaktionsgefäße

