



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**KGW Isotherm Dewar-Gefäß 00, ca. 100 ml,
Mantel blau, kunststoffbesch.**

**79,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

Typ: 00; ca. 100 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0025
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0500
EAN	4058072260934
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	100 ml
Höhe	135 mm
Höhe innen	90.0 mm
DM außen	63 mm
DM innen	40 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

