



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm Dewar-Gefäß 9, ca. 1000 ml, Mantel blau, kunststoffbesch.

168,18 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

Typ: 9; ca. 1000 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0027
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0503
EAN	4058072260941
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	1000 ml
Höhe	290 mm
Höhe innen	235.0 mm
DM außen	105 mm
DM innen	77 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

