



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## KGW Isotherm Dewar-Gefäß 0, ca. 200 ml, Mantel blau, kunststoffbesch.

**90,85 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	GZ-0036
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0506
EAN	4058072857073
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	200 ml
Höhe	215 mm
Höhe innen	170.0 mm
DM außen	63 mm
DM innen	40 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

