



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**KGW Isotherm Dewar-Gefäß 18, ca. 2500 ml,
Mantel blau, kunststoffbesch.**

**254,13 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

Typ 18; ca. 2500 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0037
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0505
EAN	4058072187729
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	2500 ml
Höhe	345 mm
Höhe innen	290.0 mm
DM außen	140 mm
DM innen	110 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

