



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm Dewar-Gefäß 3, ca. 500 ml, Mantel blau, kunststoffbesch.

127,65 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

Typ: 3; ca. 500 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0044
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0501
EAN	4058072260965
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	500 ml
Höhe	260 mm
Höhe innen	210.0 mm
DM außen	81 mm
DM innen	57 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

