



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm Dewar-Gefäß 6, ca. 800 ml, Mantel blau, kunststoffbesch.

142,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert. Ideal als Kühlfalle und für alle weiteren Anwendungen in denen flüssiger Stickstoff benötigt wird.

Typ: 6; ca. 800 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0047
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
alte neoLab ArtikelNr.	1-0502
EAN	4058072260972
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	blau
Material	Borosilikatglas Stahl
Volumen	800 ml
Höhe	295 mm
Höhe innen	240.0 mm
DM außen	90 mm
DM innen	67 mm
Kryobehälter Eigenschaften	isolierend

