



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Dewar-Gefäß 2 l, Innen-Dchm. 12,1 cm, Höhe innen 22,5 cm

**309,60 €** Ab  
**250,50 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kunststoff-Dewargefäß, geeignet für Tieftemperaturen.

Unzerbrechlich, absolut sicher für den Umgang mit flüssigem Stickstoff, Trockeneis usw.

Temperaturbeständig von -196°C bis +100°C.

Doppelwandig mit stark isolierendem PU-Schaum gefüllt, mit belüftetem, isoliertem Deckel und Tragebügel

Aufbewahrungszeiten für flüssigen Stickstoff:

2 l = 9,5 h

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1463
Hersteller (Marke)	Nalgene
alte neoLab ArtikelNr.	1-0041
EAN	4058072219307
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	beige
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	2000 ml
Höhe	282 mm
Höhe innen	225.0 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Aufliegender Verschluss
DM außen	220 mm
DM innen	121 mm
Kryobehälter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel isolierend
geeignet für Kühlung in	Stickstoffbehälter

