



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Nalgene Dewar-Gefäß 10 l, Innen-Dchm. 19,7 cm, Höhe innen 39,4 cm

**519,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Kunststoff-Dewargefäß, geeignet für Tieftemperaturen.

Unzerbrechlich, absolut sicher für den Umgang mit flüssigem Stickstoff, Trockeneis usw.

Temperaturbeständig von -196°C bis +100°C.

Doppelwandig mit stark isolierendem PU-Schaum gefüllt, mit belüftetem, isoliertem Deckel ohne Tragebügel.

## Zusätzliche Informationen

---

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr.                   | CD-1465                          |
| Hersteller (Marke)         | Nalgene                          |
| alte neoLab ArtikelNr.     | 1-0043                           |
| EAN                        | 4058072219321                    |
| Transporttemperatur        | Raumtemperatur                   |
| Farbe                      | beige                            |
| Material                   | High-Density-Polyethylen (HDPE)  |
| Volumen                    | 10000 ml                         |
| Höhe                       | 470 mm                           |
| Höhe innen                 | 394.0 mm                         |
| Typ Verschluss/ Deckel     | Aufliegender Verschluss          |
| DM außen                   | 300 mm                           |
| DM innen                   | 197 mm                           |
| Kryobehälter Eigenschaften | mit Verschluss/Deckel isolierend |
| geeignet für Kühlung in    | Stickstoffbehälter               |

