



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Scotsman Vorratsbehälter SB 193, Behälterkapazität: 129 kg

**1.489,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Abgeschrägte Front. Isoliert, innen abgerundet, für den täglichen Umgang mit Eis. Einfach zu reinigen und zu warten, herausnehmbare Dichtungen. Die verstärkten Scharniere verlängern die Lebensdauer. Die abgeschrägte Front macht den Zugriff auf das Eis einfacher. Kapazitäten von 120 kg bis 400 kg. Kompatibel mit allen Eisarten. Behälterkapazität: 129 kg

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SN-0013
Hersteller (Marke)	Scotsman
VGKL Nummer	418802193
EAN	4066292207790
Bruttogewicht	50
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	36.00000 kg
Ursprungsland	Italien
Verpackungsbreite	0.56900 m
Verpackungshöhe	1.04800 m
Verpackungstiefe	0.84500 m
Verpackungsvolumen	0.50000000 ccm
Zolltarifnummer	84186900

