



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 12C

230,84 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 1500 ml, Innendurchmesser 90mm, Außendurchmesser 124mm, innere Höhe 245mm, äußere Höhe 300mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

| | |
|----------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | GZ-0050 |
| Dual Use Kennzeichen | nein |
| Hersteller (Marke) | KGW Isotherm |
| VGKL Nummer | 175020312 |
| EAN | 4058072857189 |
| Bruttogewicht | 1.7 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 1.20000 kg |
| Volumen | 1500 ml |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Ursprungsregion | Baden-Württemberg |
| Zolltarifnummer | 701720 |
| Höhe | 300 mm |
| Höhe innen | 245.0 mm |
| DM außen | 124 mm |
| DM innen | 90 mm |

