



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



KGW Isotherm Zylindrisches Dewargefäß mit Griff Typ G 20C

293,12 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Volumen 3000 ml, Innendurchmesser 138mm, Außendurchmesser 165mm, innere Höhe 230mm, äußere Höhe 280mm, mit Metall - Umhüllung blau beschichtet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	GZ-0055
Dual Use Kennzeichen	nein
Hersteller (Marke)	KGW Isotherm
EAN	4058072857233
Bruttogewicht	2.4
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	1.50000 kg
Volumen	3000 ml
Ursprungsland	Deutschland
Ursprungsregion	Baden-Württemberg
Zolltarifnummer	701720
Höhe	280 mm
Höhe innen	230.0 mm
DM außen	165 mm
DM innen	138 mm

