



## neolab<sup>®</sup> Narkose-/Induktionskammer für Mäuse

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

### Narkosebox für Mäuse:

Hochwertige Plexiglasbox wasser- und gasdicht verklebt. Die Zuleitung des Narkosegases erfolgt im unteren Bereich der Box, die Absaugung erfolgt von oben. Die Schlauchanschlüsse sind standartmäßig für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser fest gelegt. Die Schlauchanschlussgröße kann geändert werden, da ein Gewinde 1/8" verwendet wird.

Der Deckel ist als Schiebedeckel ausgeführt und kann ganz heraus gezogen werden. Durch die Schiebedeckelfunktion wird ein Minimum an Narkosegas verwirbelt und damit nur minimal nach Außen gebracht. Der Schiebedeckel besitzt einen Griff zum leichten schieben des Deckels.

Abmessung Narkosebox Maus Innen (LxBxH): 153x78x100 mm

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	6-2451
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072161101
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Höhe	105 mm
Höhe innen	100.0 mm

