



neoLab® Narkose-/Induktionskammer für Ratten

Artikelbilder



Beschreibung

Narkosebox für Ratten:

Hochwertige Plexiglasbox wasser- und gasdicht verklebt. Die Zuleitung des Narkosegases erfolgt im unteren Bereich der Box, die Absaugung erfolgt von oben. Die Schlauchanschlüsse sind standartmäßig für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser fest gelegt. Die Schlauchanschlussgröße kann geändert werden, da ein Gewinde 1/8" verwendet wird.

Der Deckel ist als Schiebedeckel ausgeführt und kann ganz heraus gezogen werden. Durch die Schiebedeckelfunktion wird ein Minimum an Narkosegas verwirbelt und damit nur minimal nach Außen gebracht. Der Schiebedeckel besitzt einen Griff zum leichten Schieben des Deckels.

Abmessung Narkosebox Ratte Innen (LxBxH): 238x118x130 mm

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	6-2452
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072158163
Material	Polymethylmetacrylat (PMMA) (Acrylglas)
Höhe	135 mm
Höhe innen	130.0 mm

