



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Marienfeld Objektträger-Aufbewahrungskasten f. 12 Objektträger, 100 x 85 x 35 mm

14,40 € Ab

11,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug, Metallscharnieren und zuverlässigem Schnappverschluss. Für Aufbewahrung oder Transport gleichermaßen geeignet. Kunststoff-Haltegestell und Inhaltsverzeichnis im Deckel zur Identifikation der Objektträger 76 x 26 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-1530
Hersteller (Marke)	Marienfeld
alte neoLab ArtikelNr.	1-6255
EAN	4058072320874
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Holz Messing
Breite	85 mm
Höhe	35 mm
Länge	100 mm
Tiefe	100 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld für den Versand geeignet codiert
Kapazität	12
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

