



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Marienfeld Objektträger-Aufbewahrungskasten f. 50 Objektträger, 270 x 100 x 35 mm

21,84 € Ab
17,60 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug, Metallscharnieren und zuverlässigem Schnappverschluss. Für Aufbewahrung oder Transport gleichermaßen geeignet. Kunststoff-Haltegestell und Inhaltsverzeichnis im Deckel zur Identifikation der Objektträger 76 x 26 mm.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-1532
Hersteller (Marke)	Marienfeld
alte neoLab ArtikelNr.	1-6258
EAN	4058072320898
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Holz Messing
Breite	100 mm
Höhe	35 mm
Länge	270 mm
Tiefe	270 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld für den Versand geeignet codiert
Kapazität	50
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

