











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer : DE 143 450 657



Marienfeld Objektträger-Aufbewahrungskasten f. 100 Objektträger, 270 x 190 x 35 mm

21,01 € Ab 16,70 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Stabile Ausführung mit Holzrahmen und schwarzem Überzug, Metallscharnieren und zuverlässigem Schnappverschluss. Für Aufbewahrung oder Transport gleichermaßen geeignet.

Kunststoff-Haltegestell und Inhaltsverzeichnis im Deckel zur Identifikation der Objektträger 76 x 26 mm.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	MD-1533
Hersteller (Marke)	Marienfeld
alte neoLab ArtikelNr.	1-6259
EAN	4058072320904
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Schwarz
Material	Holz Messing
Breite	190 mm
Höhe	35 mm
Länge	270 mm
Tiefe	270 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld für den Versand geeignet codiert
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

