



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Objektträger-Kasten für 100 OT, ABS, gelb

10,90 € Ab

9,25 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Objektträger-Kästen für 100 Objektträger 76 x 26 mm, mit Verschluss-Clip.
Durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung, mit Klappscharnier.
Index-Verzeichnis im Deckel , stapelbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2437
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060992
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Breite	179 mm
Höhe	35 mm
Länge	210 mm
Tiefe	210 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld codiert
Kapazität	100
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

