




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Objektträger-Kasten für 100 OT, ABS, weiß

9,76 € Ab

7,49 €

zzgl. MwSt &  
Versand

### Product Images



## Beschreibung

---

Objektträger-Kästen für 100 Objektträger 76 x 26 mm, mit Verschluss-Clip.  
Durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung, mit Klappscharnier.  
Index-Verzeichnis im Deckel , stapelbar.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2439
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072156206
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Breite	179 mm
Höhe	35 mm
Länge	210 mm
Tiefe	210 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld codiert
Kapazität	100
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

