



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Objektträgerkasten economy, gelb, 5 Stk/Pack

28,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kästen für 100 Objektträger 76 x 26 mm, mit Verschluss-Clip.

- durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung
- mit Klappscharnier
- Index-Verzeichnis im Deckel
- stapelbar

Material: PS

Maße: 210 x 179 x 35 mm (LxTxH)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-0040
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072062071
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Breite	179 mm
Höhe	35 mm
Länge	210 mm
Tiefe	210 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld codiert
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

