




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Objekträger-Kasten für 25 St., PS, grün

8,45 € Ab

7,39 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Kästen für 25 Objektträger 76 x 26 mm.

Durch Korkeinlage am Boden keine Beschädigung, mit Stülpdeckel.
Index-Verzeichnis im Deckel, stapelbar.

Material: PS

Maße: 141 x 88 x 35 mm (L x T x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2335
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060596
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grün
Material	Polystyrol (PS)
Breite	88 mm
Höhe	35 mm
Länge	141 mm
Tiefe	141 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip mit Beschriftungsfeld codiert
Kapazität	25
Typ Codierung	indexierbar
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

