



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLabLine Objektträger-Kasten für 50 St., PS, gelb

9,01 € Ab

8,20 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Objektträgerkästen aus Polystyrol für 50 Objektträger 76 x 26 mm.
Mit dicht schließendem Stülpdeckel, zur Aufbewahrung oder zum Versand.
Mit Nummerierung am Boden zur Identifikation der einzelnen Objektträger.
Stapelbar.

Außenmaße: 177 x 83 x 32 mm (L x B x H)

Passend zur Lagerung im LaboBox[®]-Magazin 2-2318.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-2345
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060657
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	gelb
Material	Polystyrol (PS)
Breite	83 mm
Höhe	32 mm
Länge	177 mm
Tiefe	177 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für den Versand geeignet codiert
Typ Codierung	nummeriert
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

