




neoLab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neoLabLine Objektträger-Kasten für 50 St., PS, grün

**Preis auf  
Anfrage**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Objektträgerkästen aus Polystyrol für 50 Objektträger 76 x 26 mm.  
Mit dicht schließendem Stülpdeckel, zur Aufbewahrung oder zum Versand.  
Mit Nummerierung am Boden zur Identifikation der einzelnen Objektträger.  
Stapelbar.

Außenmaße: 177 x 83 x 32 mm (L x B x H)

Passend zur Lagerung im LaboBox<sup>®</sup>-Magazin 2-2318.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	2-2347
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072060671
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	grün
Material	Polystyrol (PS)
Breite	83 mm
Höhe	32 mm
Länge	177 mm
Tiefe	177 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Stülpverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar für den Versand geeignet codiert
Typ Codierung	nummeriert
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

