



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Objektträger-Magazin mit 100-200 Plätzen, weiß

15,30 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stapelbares Magazin mit transparentem Klappdeckel zur stehenden Aufbewahrung von Objektträgern mit 76 x 26 mm. Der herausnehmbare Einsatz hat zwei Reihen mit je 50 Schlitzten (nummeriert). Die Schlitzte sind so breit, dass auch zwei Objektträger hintereinander gesteckt werden können (=200 Objektträger). Ohne Einsatz können bis zu 400 Objektträger platzsparend archiviert werden. Die stehende Aufbewahrung der Präparate ermöglicht ein schnelles Auffinden.

Lieferumfang: weißes Magazin und Einsatz, mit durchsichtigem Klappdeckel und zwei Indexkarten zum Ausfüllen.
Maße: 245 x 82 x 86 mm (L x B x H)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	7-4573
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072040703
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	Weiß
Material	Polystyrol (PS)
Breite	82 mm
Höhe	86 mm
Länge	245 mm
Tiefe	245 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Klappverschluss/-deckel
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit erweiterbarer Kapazität mit Beschriftungsfeld codiert
Typ Codierung	nummeriert
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

