



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoLabLine Versandbehälter für 5 Objektträger, PP, gelb, 10 St./Pack

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Versandbehälter für 5 Objektträger 76 x 26 mm.

Mit fest schließendem Deckel.

Führungsrippen geben den Objektträgern festen Halt, so dass sie einander nicht berühren.

Material: PP, temperaturbeständig von -90°C bis +121°C

VE: 10St./Pack

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3081
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072000615
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	gelb
Material	Polypropylen (PP)
Breite	29 mm
Höhe	16 mm
Länge	82 mm
Tiefe	82 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Push-on/Steckverschluss
geeignet für	Objektträger (76 x 26mm)
Kästen Eigenschaften	stapel-/zusammensteckbar mit Verschluss-Clip für den Versand geeignet
für Objektträgermaße	76 x 26 mm

